

スクレラルレンズの洗浄方法



バイオクレンエル I
10ml



バイオクレンエル II
360ml



洗浄するときは、このような形状のケースを使用してください。

STEP 1



レンズをケースに入れる前に、レンズケースにバイオクレンエル II を入れ、バイオクレンエル I を1、2滴入れてください。

STEP 2



蓋を閉め、軽くケースを振ってから、コンタクトをケースに入れて1時間以上放置してください。

STEP 3



ケースからレンズを取り出し、水道水で十分すすいだから装用してください。

液の出し方



バイオクレンエル I をご使用の場合は、本体底部のプッシュボタンを押してください。